

Wb, Ip, If, Ihc, Elisa용 Anti-Biii-Tubulin (Tubb3) 단일클론 항체 - Q13509

품목 번호: CM0007312



소개

WB, IP, IF, IHC, ELISA에 대해 검증된 KO 검증 anti-βIII-Tubulin 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. 축삭 유도 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] βIII-Tubulin 토끼 mAb
비고/별칭	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III
종	사람
GeneID (사람)	10381
면역원	βIII-Tubulin의 아미노산 351-450에 해당하는 합성 펩타이드(NP_006077.2)
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q13509
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩