

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항빌린1 토끼 단클론 항체 - P09327

품목 번호: CM0006757



소개

인간 빌린1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 액틴 역학, 상피 세포 생물학 및 미세용모 구조 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	빌린1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	VIL; D2S1471; Villin1
종	인간
유전자ID (인간)	7429
유전자ID	7429
면역원	인간 빌린1(NP_009058.2)의 아미노산 1-827에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09327
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스백