

Wb, If/Icc, Elisa용 빌린 유사 단백질(Vill) 다클론 항체 - O15195

품목 번호: CM0014913

소개

CamelBio는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체인 VILL 토끼 pAb를 제공합니다. 인간, 마우스 및 랫드의 빌린 유사 단백질과 반응하며, 잠재적인 종양 억제 단백질입니다. 암 연구 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VILL 토끼 pAb
비고/별칭	VILL
종	인간
GeneID(인간)	50853
GeneID	50853
면역원	인간 VILL(NP_056957.3)의 아미노산 637~856에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O15195
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스팩