

Wb, Ihc-P, Elisa용 항빌린 단일클론 항체 - P09327

품목 번호: CM0004774



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 사용되는 인간 Villin-1을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 장 및 신장 상피의 액틴 세포골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	빌린 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	VIL; D2S1471; 빌린
종	인간
유전자 ID	7429
면역원	인간 Villin1 (NP_009058.2)의 아미노산 1-827에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급 기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09327
단백질 분자량	93kDa
운송 방식	아이스팩