

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Villin1 단일클론 항체 - P09327

품목 번호: CM0003177



소개

웨스턴 블로트, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증된 Villin1 (VIL; D2S1471)에 대한 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 결합 단백질 기능, 미세융모 형성 및 상피 세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Villin1 Mouse mAb
비고/별칭	VIL; D2S1471; Villin1
종(Species)	Human
GeneID	7429
면역원(Immunogen)	인간 Villin1 재조합 단백질
공급원(Source)	Mouse
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P09327
단백질 분자량	93kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)