


Anti-Vimentin (Phospho S83) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P08670

품목 번호: CM0001012



소개

S83에서 인산화된 비멘틴에 대한 인산화 특이적 토끼 다가클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 간엽 세포, 세포골격 및 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb
비고/별명	VIM; CTRCT30; HEL113; vimentin; Phospho-Vimentin-S83
종	Human
GeneID (인간)	7431
GeneID	7431
면역원	합성 펩타이드 - 인간 VIM (NP_003371.2)의 S83 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08670
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩