


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 안티-비멘틴 폴리클로날 항체 - P08670

품목 번호: CM0030107



소개

사람, 마우스, 래트 비멘틴(Vimentin)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 이동, 구조적 지지 및 조직 무결성에 관여하는 54kDa 중간 필라멘트 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Vimentin Rabbit pAb
비고/별칭	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	7431
유전자 ID	7431
면역원(Immunogen)	사람 비멘틴 (NP_003371.2)의 아미노산 1-200에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P08670
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스백