


Anti-Vimentin Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08670

품목 번호: CM0003625



소개

KD 검증된 토끼 단일클론 항체로 Vimentin을 타겟으로 하며, 웨스턴 블랏, 면역침전, 면역형광법 및 면역조직화학에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 Vimentin과 반응합니다. 면역원 펩타이드는 인간 Vimentin의 367-466 위치에서 유래되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] Vimentin Rabbit mAb
비고/별칭	CTRCT30, HEL113, Vimentin, VIM, vimentin, in
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7431
유전자 ID	7431
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 Vimentin (P08670)의 아미노산 367-466 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08670
단백질 분자량	54 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)