


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Vinculin [Kd 검증 완료] 토끼 단클론 항체 - P18206

품목 번호: CM0009122



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 Anti-Vinculin 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 빈쿨린을 검출합니다. KD 검증 완료; 세포 부착 및 국소 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] 빈쿨린 토끼 mAb
비고/별칭	MV; MVCL; CMDIW; CMH15; HEL114
종	인간
GeneID (인간)	7414
GeneID	7414
면역원	재조합 단백질 인간 빈쿨린(NP_054706.1)의 아미노산 1~258번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18206
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스팩