


Wb, If-P, Elisa용 항-빈쿨린 단일클론 항체 - P18206

품목 번호: CM0011431



소개

WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 항-빈쿨린 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드의 빈쿨린(Swiss-Prot: P18206)과 반응합니다. 세포 접착, 국소 접착 및 세포골격 동역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	빈쿨린 토끼 mAb
비고/별칭	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; 빈쿨린
종	인간
유전자 ID (인간)	7414
유전자 ID	7414
면역원	합성 펩타이드: 인간 빈쿨린(NP_054706.1)의 아미노산 800~900번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18206
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스팩