


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-빈쿨린(Anti-Vinculin) 단일클론 항체 - P18206

품목 번호: CM0007505



소개

WB, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 항-빈쿨린 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐의 빈쿨린(P18206)을 검출합니다. 세포 접착, 초점 접착 및 세포 골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	빈쿨린 토끼 단일클론 항체 (Vinculin Rabbit mAb)
비고/별칭	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculin
종	인간
유전자 ID (인간)	7414
유전자 ID	7414
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P18206
단백질 중량	124kDa
배송	아이스팩