


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vinculin 토끼 다클로날 항체 - P18206

품목 번호: CM0021172



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-Vinculin 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 빈쿨린(P18206)에 특이적입니다. 세포 부착 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Vinculin Rabbit pAb
비고/별칭	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
종	사람(Human)
GeneID (사람)	7414
GeneID	7414
면역원	재조합 단백질/사람 Vinculin (NP_054706.1)의 아미노산 1-258에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P18206
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)