


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Vip 단일클론 항체 - P01282

품목 번호: CM0006589



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 고성능 anti-VIP 토끼 단일클론 항체. 혈관확장, 중추신경계 기능, 평활근 이완에 관여하는 신경펩타이드인 인간 VIP를 검출합니다. 신경과학 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VIP 토끼 mAb
비고/별칭	PHM27; VIP
종	인간
GeneID (인간)	7432
GeneID	7432
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01282
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백