

Wb, Elisa용 Anti-Vipr1 폴리클론항체 - P32241

품목 번호: CM0014721



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 VIPR1(VPAC1 수용체)에 대한 토끼 폴리클론항체. VIP 및 PACAP에 의해 활성화되는 G 단백질 연결 수용체인 인간 VIPR1을 표적합니다.

면역원: 아미노산 31-150.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VIPR1 Rabbit pAb
비고/별칭	II; HVRI; RDCI; VIRG; VIPR; VIRG; VAPCI; VPACI; VPACIR; VIP-R-1; VPCAPIR; PACAP-R2; PACAP-R-2; VIPR1
종	인간
GeneID (인간)	7433
GeneID	7433
면역원	재조합 단백질 인간 VIPR1 (NP_004615.2)의 아미노산 31-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32241
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백