

Anti-Virma/Kiaa1429 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q69Yn4

품목 번호: CM0020760



소개

인간 VIRMA/KIAA1429를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. m6A 메틸화 및 RNA 프로세싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VIRMA/KIAA1429 Rabbit pAb
비고/별칭	MSTP054; fSAPI21; KIAA1429
종	인간
유전자 ID (인간)	25962
유전자 ID	25962
면역원	인간 KIAA1429 (NP_056311.2)의 아미노산 1400-1700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q69YN4
단백질 분자량	202kDa
배송	아이스백