

Anti-Virma/Kiaa1429 Rabbit Monoclonal Antibody (Kd Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

품목 번호: CM0009364



소개

인간 VIRMA/KIAA1429에 대한 토끼 단일클론 항체, KD 검증 완료. 웨스턴 블랏(Western blot), IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. m6A RNA 메틸화 및 RNA 가공 연구의 타겟입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] VIRMA/KIAA1429 Rabbit mAb
비고/별칭	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	25962
유전자 ID	25962
면역원(Immunogen)	인간 VIRMA/KIAA1429 (NP_056631.2)의 아미노산 221-320 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q69YN4
단백질 분자량	202kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)