

Anti-Vista/B7-H5/Gi24 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9H7M9

품목 번호: CM0020833



소개

인간 VISTA (B7-H5/GI24/PD-1H), 음성 면역 체크포인트 수용체를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 적합합니다. 쥐(Rat)와의 교차 반응성을 나타냅니다. 면역종양학 및 진단 검사 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VISTA / B7-H5 / GI24 토끼 pAb
비고/별칭	VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; GI24; PD-1H; PP2135; SISP1; VISTA; V-set immunoregulatory receptor; VISTA / B7-H5 / GI24
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	64115
항원(Immunogen)	인간 VISTA / B7-H5 / GI24 (NP_071436.1)의 아미노산 33-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H7M9
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)