

Wb, Elisa용 항비타민 D 결합 단백질 토끼 단클론 항체 - P02774

품목 번호: CM0003669



소개

인간 비타민 D 결합 단백질(DBP, GC, GcMAF)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 비타민 D 수송, 액틴 제거 및 면역 반응 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비타민 D 결합 단백질 토끼 mAb
비고/별칭	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Vitamin D Binding protein
종	인간
유전자ID (인간)	2638
유전자ID	2638
면역원	인간 비타민 D 결합 단백질(NP_000574.2)의 아미노산 305-474에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02774
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩