


Anti-Vitamin D 결합 단백질 Rabbit Polyclonal 항체 (Wb, Elisa 용) - P02774

품목 번호: CM0028263



소개

인간 비타민 D 결합 단백질(DBP/Gc)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 DBP와 반응합니다. 비타민 D 수송 및 면역 기능 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Vitamin D 결합 단백질 Rabbit pAb
비고/별칭	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Vitamin D 결합 단백질
종	인간
유전자 ID (인간)	2638
유전자 ID	2638
면역원	인간 비타민 D 결합 단백질(NP_001191236.1)의 아미노산 324-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02774
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백