

Wb, Ihc-P, Elisa용 안티-비트로넥틴 폴리클로날 항체 - P04004

품목 번호: CM0019344



소개

인간 비트로넥틴(Vitronectin)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 단백질을 검출합니다. 세포 부착 및 보체 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Vitronectin Rabbit pAb
비고/별칭	VN; V75; VNT; Vitronectin
종(Species)	인간(Human)
GeneID	7448
면역원(Immunogen)	인간 비트로넥틴 (NP_000629.3)의 아미노산 364-478에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P04004
단백질 분자량	54 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)