


Wb, Elisa용 항비트로넥틴(S-단백질, V75) 단클론 항체 - P04004

품목 번호: CM0011606



소개

인간 비트로넥틴(S-단백질, V75)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 세포 접착, 보체 억제 및 세포외 기질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비트로넥틴 토끼 단클론 항체
비고/별칭	VN; V75; VNT; 비트로넥틴
종	인간
유전자ID	7448
면역원	인간 비트로넥틴(P04004)의 아미노산 379-478번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04004
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스백