

Wb 및 Elisa용 Anti-Vnn1 토끼 다클로날 항체 - O95497

품목 번호: CM0028438



소개

인간 VNN1 (판테테이나아제)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. 판토텐산 재활용 및 염증 경로 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	VNN1 Rabbit pAb
비고/별칭	HDLCQ8; Tiff66; VNN1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	8876
GeneID	8876
면역원(Immunogen)	인간 VNN1 (NP_004657.2)의 아미노산 300-415에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	O95497
단백질 분자량(Protein Weight)	57kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)