


Ihc-P, Elisa용 항 폰 빌레브란트 인자(Vwf) 토끼 단클론 항체 - P04275

품목 번호: CM0007546



소개

IHC-P 및 ELISA 응용 분야용으로 인간 폰 빌레브란트 인자(VWF)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응하며, 면역원은 아미노산 2645-2813 구간을 포함합니다. 지혈 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	폰 빌레브란트 인자(VWF) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	VWD; F8VWF; 폰 빌레브란트 인자 (VWF)
종	인간
유전자ID (인간)	7450
면역원	인간 폰 빌레브란트 인자(VWF) (NP_000543.3)의 아미노산 2645-2813에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P04275
단백질 분자량	309kDa
배송 방식	아이스백