


웨스턴 블롯용 항-폰 빌레브란트 인자 (Vwf) 래빗 단일클론 항체 - P04275

품목 번호: CM0003056



소개

이 인간 폰 빌레브란트 인자(VWF)에 대한 래빗 단일클론 항체는 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 혈소판 부착 및 응고 인자 VIII 안정화에 관여하는 VWF 단백질을 표적으로 하여 지혈 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	폰 빌레브란트 인자 (VWF) 래빗 단일클론 항체
비고/별칭	VWD; F8VWF; 폰 빌레브란트 인자 (VWF)
종	인간
GeneID (인간)	7450
GeneID	7450
면역원	재조합 단백질
원천	래빗
분류	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04275
단백질 분자량	309kDa
배송	아이스백