


Anti-Von Willebrand Factor (Vwf) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb/Ihc-P/Elisa - P04275

품목 번호: CM0013555



소개

인간 von Willebrand factor (VWF)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체, 면역원 아미노산 2645-2813. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 지혈 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	von Willebrand factor (VWF) Rabbit pAb
비고/별칭	VWD; F8VWF; von Willebrand factor (VWF)
종	인간
GeneID (인간)	7450
GeneID	7450
면역원	인간 von Willebrand factor (VWF) (NP_000543.2)의 아미노산 2645-2813에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04275
단백질 분자량	309kDa
배송	아이스백