

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Vps11 단일클론 항체 - Q9H270

품목 번호: CM0003904

소개

VPS11 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏(Western blot), IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 엔도솜 트래피킹(trafficking) 및 오토파지(autophagy)의 HOPS/CORVET 복합체 핵심 구성 요소인 사람 및 쥐 VPS11을 검출합니다. IVD 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS11 Rabbit mAb
비고/별칭	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	55823
유전자 ID	55823
면역원(Immunogen)	사람 VPS11 (Q9H270)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	Q9H270
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)