

Wb 및 Elisa용 Anti-Vps18 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9P253

품목 번호: CM0003210

소개

인간 VPS18을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 엔도솜 이동, 자가포식 및 리소좀 기능에 대한 연구에 적합합니다. 종 반응성: 인간.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS18 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PEP3; VPS18
종	인간
GeneID (인간)	57617
면역원	합성 펩타이드: 인간 VPS18 (Q9P253)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9P253
단백질 분자량	110 kDa
배송	아이스백