

Anti-Vps18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9P253

품목 번호: CM0023508

소개

VPS18 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 리소솜 트래피킹의 HOPS/CORVET 구성 요소인 공포 단백질 분류 관련 단백질 18을 표적합니다. 자가포식 및 엔도사이토시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS18 Rabbit pAb
비고/별칭	PEP3; VPS18
종	인간
유전자 ID (인간)	57617
유전자 ID	57617
면역원	합성 펩타이드 인간 VPS18 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P253
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백