


Anti-Vps26A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O75436

품목 번호: CM0015666



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 VPS26A 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 VPS26A를 인식하며, 이는 엔도솜 화물 분류 및 재순환을 위한 핵심 레트로머 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS26A Rabbit pAb
비고/별칭	HB58; PEP8A; VPS26; Hbeta58; VPS26A
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9559
유전자 ID	9559
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 VPS26A (NP_004887.2)의 아미노산 256-327에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O75436
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)