

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Vps28 다클론 항체 - Q9Uk41

품목 번호: CM0027422



소개

인간 VPS28을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. ESCRT-I 복합체 및 소포 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	VPS28 토끼 pAb
비고/별칭	VPS28
종	인간
유전자ID (인간)	51160
유전자ID	51160
면역원	인간 VPS28 (NP_057292.1)의 아미노산 1-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9UK41
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백