

Anti-Vps28 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk41

품목 번호: CM0003742



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론성 anti-VPS28 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 VPS28를 인식합니다. 엔도솜 트래피킹에서의 ESCRT-I 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS28 Rabbit mAb
비고/별칭	VPS28; ESCRT-I subunit
종(Species)	Human
GeneID (인간)	51160
GeneID	51160
면역원(Immunogen)	인간 VPS28 (Q9UK41)의 아미노산 122-221 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론성 항체
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UK41
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)