

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vps29 다클론 항체 - Q9Ubq0

품목 번호: CM0015670



소개

WB, IF/ICC, ELISA 응용을 위한 인간 VPS29(SWISS: Q9UBQ0) 표적 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. 엔도솜 재순환 및 레트로머 복합체에 관여합니다. 레트로머 및 리트리버 복합체, 화물 선별, 트랜스사이토시스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS29 토끼 pAb
비고/별칭	DC7; DC15; PEP11; VPS29
종	인간
GeneID (인간)	51699
GeneID	51699
면역원	인간 VPS29(NP_476528.1)의 아미노산 1-186에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UBQ0
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩