

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Vps33B 다클론 항체 - Q9H267

품목 번호: CM0028872

소개

사람 VPS33B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. 엔도솜 수송 및 세포 극성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VPS33B 토끼 pAb
비고/별칭	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
종	사람
유전자ID (사람)	26276
유전자ID	26276
면역원	제조항 단백질 사람 VPS33B (NP_061138.3)의 아미노산 348-617에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9H267
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백