


Anti-Vps35 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Qk1

품목 번호: CM0012788



소개

사람 VPS35에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 VPS35와 교차 반응합니다. 레트로머 복합체 및 엔도솜 분류 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS35 Rabbit mAb
비고/별칭	MEM3; PARK17; VPS35
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	55737
GeneID	55737
면역원	재조합 단백질; 사람 VPS35 (Q96QK1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q96QK1
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)