


Wb, Elisa용 Anti-Vps35 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Qk1

품목 번호: CM0027992



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-VPS35 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사람 및 마우스 VPS35(92 kDa, UniProt Q96QK1)를 타겟으로 합니다. 엔도솜 화물 분류(endosomal cargo sorting)에 필수적이며 파킨슨병과 연관된 핵심 레트로머(retromer) 복합체 서브유닛입니다. 세포 내 트래피킹 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VPS35 Rabbit pAb
비고/별칭	MEM3, PARK17, VPS35
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	55737
면역원(Immunogen)	사람 VPS35 (NP_060676.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q96QK1
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)