


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vps37A 폴리클로날 항체 - Q8Nez2

품목 번호: CM0025488



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 VPS37A 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트의 VPS37A와 반응하며, 이는 엔도솜 분류(endosomal sorting)에 관여하고 간암과 연관된 ESCRT-I 복합체 서브유닛입니다. 트래피킹(trafficking) 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	VPS37A Rabbit pAb
비고/별칭	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	137492
유전자 ID	137492
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 VPS37A (NP_689628.2)의 아미노산 224-397에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8NEZ2
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)