


Wb, Elisa용 Anti-Vps37B 폴리클로널 항체 - Q9H9H4

품목 번호: CM0018888



소개

인간 VPS37B를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. ESCRT-I 복합체 및 엔도솜 분류 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	VPS37B Rabbit pAb
비고/별칭	VPS37B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	79720
GeneID	79720
면역원(Immunogen)	인간 VPS37B (NP_078943.1)의 아미노산 60-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H9H4
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)