


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vps39 폴리클로날 항체 - Q96Jc1

품목 번호: CM0018356



소개

인간 VPS39를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 소포 트래피킹, 자가포식 및 TGF-베타 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	VPS39 Rabbit pAb
비고/별칭	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
종	인간
GeneID (인간)	23339
GeneID	23339
면역원	인간 VPS39 (NP_056104.2)의 아미노산 606-875에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96JC1
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백