

Anti-Vps4A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Un37

품목 번호: CM0025188



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 VPS4A Rabbit Polyclonal Antibody (pAb). 사람, 쥐, 흰쥐 VPS4A를 검출합니다. 엔도솜 수송, 세포분열, 바이러스 출아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS4A Rabbit pAb
비고/별칭	SKD1, SKD2, VPS4, SKD1A, CIMDAG, VPS4-1, VPS4A
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	27183
GeneID	27183
면역원	사람 VPS4A (NP_037377.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 합성 펩타이드 / 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 흰쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9UN37
단백질 크기	49kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)