

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vps54 폴리클로날 항체 - Q9P1Q0

품목 번호: CM0016337

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Rabbit anti-VPS54 폴리클로날 항체입니다. 인간과 마우스 VPS54를 검출합니다. 역방향 수송, GARP 복합체 기능 및 종양 항원 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS54 Rabbit pAb
비고/별칭	WR; HCC8; SLP-8p; VPS54L; hVps54L; PPP1R164; VPS54
종(Species)	Human
GeneID (Human)	51542
GeneID	51542
면역원(Immunogen)	인간 VPS54 (NP_001005739.1)의 아미노산 420-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9P1Q0
단백질 분자량	111kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)