

Anti-Vsig1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Xk7

품목 번호: CM0014210

소개

인간 VSIG1/GPA34를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 암 및 위장관 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VSIG1 Rabbit pAb
비고/별칭	GPA34; dj889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1
종	인간
GeneID	340547
면역원	인간 VSIG1 (NP_872413.1)의 아미노산 50-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86XK7
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백