

Wb, Elisa용 Anti-Vsnl1/Vilip-1 토끼 단일클론 항체 - P62760

품목 번호: CM0006468

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 VSNL1/VILIP-1(Visinin-like protein 1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 칼슘 의존성 신호 전달, 신경퇴행 및 알츠하이머병 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	VSNL1/VILIP-1 토끼 mAb
비고/별칭	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
종	인간
GeneID	7447
면역원	인간 VSNL1/VILIP-1(NP_003376.2)의 아미노산 2-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62760
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩