

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vsnl1/Vilip-1 토끼 단일클론 항체 - P62760

품목 번호: CM0007595

소개

인간 VSNL1/VILIP-1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 22 kDa 밴드를 검출합니다. 신경과학 및 알츠하이머병 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VSNL1/VILIP-1 Rabbit mAb
비고/별칭	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
종	Human
GeneID	7447
면역원	인간 VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2)의 아미노산 2-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P62760
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백