

Wb, Elisa용 Anti-Vti1A Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Aj9

품목 번호: CM0029417

소개

WB 및 ELISA용 인간 VTI1A에 대한 고품질의 토끼 다클로널 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 소포 운반, SNARE 및 골지 트래피킹 연구에 적합합니다. - Q96AJ9

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VTI1A Rabbit pAb
비고/별칭	MMDS3; MVti1; VTI1RP2; Vti1-rp2; VTI1A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	143187
면역원	인간 VTI1A (NP_660207.2)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96AJ9
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 백(Ice bag)