


Anti-Vti1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ueu0

품목 번호: CM0027521



소개

Human VTI1B (VTI1L)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 리좀으로의 엔도솜 수송에 관여하는 v-SNARE입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 막 융합 및 리좀 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VTI1B Rabbit pAb
비고/별칭	VTI1; VTI2; VTI1L; v-SNARE; vti1-rp1; VTI1-LIKE; VTI1B
종(Species)	Human (사람)
GeneID	10490
면역원(Immunogen)	Human VTI1B (NP_006361.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (사람, 마우스)
SWISS	Q9UEU0
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스백