

Wb 및 Elisa용 Anti-Vwc2L 다클론 항체 - Q505H4

품목 번호: CM0023001

소개

마우스 VWC2L(Brorin-like)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 신경 발생 및 골 무기질화 연구에 유용합니다. 예측 분자량은 25 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VWC2L 토끼 pAb
비고/별칭	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
종	마우스
유전자 ID (인간)	402117
유전자 ID	320460
면역원	마우스 VWC2L(NP_796138.2)의 아미노산 1-50 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q505H4
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩