


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Wapl 토끼 단일클론 항체 - Q7Z5K2

품목 번호: CM0009092



소개

사람 WAPL에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 반응합니다. 자매 염색분체 응집과 유사분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WAPL 토끼 mAb
비고/별칭	FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL
종	사람
GeneID (사람)	23063
GeneID	23063
면역원	합성 펩타이드: 사람 WAPL(Q7Z5K2)의 아미노산 1~100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
동물 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q7Z5K2
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백