


Wb, Elisa용 항-Wasp 토끼 다클론 항체 - P42768

품목 번호: CM0016949



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 고품질 토끼 항-WASP 다클론 항체(P42768)입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 세포골격 및 면역 연구에서 액틴 핵형성 촉진 인자 WAS를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WASP 토끼 pAb
비고/별칭	THC, IMD2, SCN1, TH1, WASP, WASPA
종	인간
유전자ID (인간)	7454
유전자ID	7454
면역원	인간 WASP (NP_000368.1)의 아미노산 60-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42768
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백