

Anti-Wave2/Wasf2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6W5

품목 번호: CM0003195



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 WAVE2/WASF2 (Wiskott-Aldrich 증후군 단백질 패밀리 멤버 2)에 특이적인 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 액틴 역학 및 라멜리포디아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WAVE2/WASF2 Rabbit mAb
비고/별칭	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dJ393P12.2; WAVE2/WASF2
종	Human
유전자 ID (인간)	10163
유전자 ID	10163
면역원	합성 펩타이드: 인간 WAVE2/WASF2 (Q9Y6W5)의 아미노산 399-498 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y6W5
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩