


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Wbp11 토끼 다클론 항체 - Q9Y2W2

품목 번호: CM0018754



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 WBP11(WW 도메인 결합 단백질 11)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 스플라이싱 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WBP11 토끼 pAb
비고/별칭	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPPI; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
종	인간
유전자 ID(인간)	51729
유전자 ID	51729
면역원	재조합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y2W2
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩